

Schine Pill Popper

Tuotekuvaus

- Paina tabletit helposti läpipainopakkauksesta
- Sopii erikokoisille tableteille kierrettävän osan ansiosta
- Hygieeninen käsittely
- Puhdistus astianpesukoneessa, kestää spriiipesun.

Monilla on vaikeuksia saada tabletit ulos läpipainopakkauksesta. Lääkkeiden annostelu lääkannostelijaan voi olla hankalaa. Schine Pill Popper on apuväline, joka helpottaa pillereiden käsittelyä.

Paina tabletit helposti läpipainopakkauksesta ja tarkista irrotettavan, läpinäkyvän putken kautta, että pilleri päätyy annostelijassa oikeaan lokeroon. Hygieeninen ja aikaa säästävää.

Tabletinpainin täyttää ergonomiset vaatimukset, kun ajatellaan kahvan paksuuden muotoilua, pituutta ja tarvittavaa voimaa.

Ruotsin reumayhdistys Reumatikerförbundet on hyväksynyt annostelijan tuotteeksi, jota on helppo käyttää.

Käyttövinkit

- Puhdista tuote haalealla vedellä ja tiskiaineella tai astianpesukoneessa (enintään 84°C) ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Jos tabletti menee rikki, se tulee hävittää.
- Schine Pill Popper sopii useimpiin pakkauksiin. Mikäli ongelmia ilmenee, jos folio on sitkeä tai kun käsitellään todella suuria tai todella pieniä tabletteja, suosittelemme tablettien irrottamista käsin.
- Toimittaja ei vastaa Schine Pill Popperin virheellisestä käytöstä tai lääkkeiden virheellisestä annostelusta.

Tiedot

Paino:	90 g	CE
Pituus:	20 cm	
Leveys:	2 cm	
Korkeus:	12 cm	
Materiaali:	Kierrätettävä muovi	
Muuta:	Kestää konepesun (84°C) ja spriiipesun	

